



FFPE DNA Kit

石蜡包埋组织 RNA 提取试剂盒

产品简介

FFPE RNA Kit可从福尔马林固定石蜡包埋组织切片(以下简称FFPE)中提取总RNA。由于固定和包埋的条件限制，FFPE样本核酸通常发生片段化并且会被甲醛化学修饰，因此较难提取。试剂盒采用无毒型的脱蜡试剂代替经典的二甲苯脱蜡过程，并在脱蜡过程中无需去除液体，减少微量样品丢失的风险。本试剂盒提取的RNA可应用于RT-PCR等下游试验。

试剂盒组成

| 产品编号 | D1701 | D1705 | D1706 | D1707 |
|-----------------|-------|--------|----------|---------|
| 次数 | 5 | 50 | 100 | 200 |
| 纯化柱子 | 5 | 50 | 100 | 200 |
| 收集管 | 5 | 50 | 100 | 200 |
| Buffer FL1 | 2ml | 22ml | 43ml | 85ml |
| Buffer FL2 | 1.2ml | 15ml | 30ml | 55ml |
| Buffer BL | 1.2ml | 15ml | 30ml | 55ml |
| Buffer WB | 3ml | 33ml | 55ml | 110ml |
| DNA Wash Buffer | 2 | 13ml | 26ml | 26ml*2 |
| Proteinase K | 120μl | 1.05ml | 1.05ml*2 | 2.1ml*2 |
| 说明书 | 1 | 1 | 1 | 1 |

储存和稳定性

室温保存，12个月内有效。Buffer FL2与Buffer BL可能有沉淀产生，37℃水浴溶解后即可。Proteinase K常温运输，-20℃保存。

实验前准备

请仔细阅读该手册并熟悉各个步骤，在开始之前准备好所有的试剂盒组分和必需的器材。

浓缩的DNA Wash Buffer需用无水乙醇按如下稀释：

D17101 加8 ml；D1705加入52 ml；D1706与D1707每瓶加入104 ml 无水乙醇

需自备器材

无水乙醇 1.5ml离心管 水浴 离心机

操作步骤

1. 样本处理

- 石蜡切片：取石蜡切片（5-10μm厚，1×1cm2大小）5-8张。
- 石蜡块：手术刀刮取约30mg的组织样本（尽量去除多余的石蜡）。
注意：如果样品表面暴露于空气中，最初刮取的2-3片弃掉不用。
- 福尔马林等固定液中的样本：取30mg样本，用手术刀切为数块，置于1.5ml离心管中，加入500μl PBS涡旋振荡混匀12000rpm室温离心1min，重复3次。跳过第二、三步，从第四步起继续操作。

2. 将样品置于1.5 ml离心管中，加入400μl Buffer FL1，剧烈涡旋10 sec。

3. 56℃ 水浴 3 分钟。恢复至室温（20-25℃）。

4. 加入 200μl Buffer FL2 至样品中，涡旋混匀。

5. 11,000×g 离心 1 分钟。此时分成两层：上层含蜡层，下层水相层。（福尔马林等固定样品，无需进行此步操作。）

6. 加入 20μl Proteinase K 至下层的溶液中。用移液枪轻轻吸打几次混匀。

7. 56℃水浴直至样本完全裂解。也可以55℃水浴过夜，过夜消化对提取结果无负面影响。

8. 置于90℃水浴孵育1h。

9. 12,000 rpm(~13,400×g)离心5min，转移下层裂解液到新的1.5ml 离心管中。

10. （可选步骤）如果需要得到无RNA的基因组DNA，每个样品加入5μl RNA酶（10mg/ml，需另购买，GBCBIO货号P3414）。

11.加入200μl Buffer BL至样品中，涡旋20秒。

12. 加入220μl 的无水乙醇，涡旋混匀(可能会出现沉淀)。

13. 转移溶液和沉淀入吸附柱中（吸附柱放在收集管中），12,000 rpm(~13,400×g)离心1 min，弃掉收集管中的废液，将吸附柱放回收集管中。

14. 加入500μl Buffer WB至柱子中，10,000×g离心1min，倒弃流出液；

15.加入600μl DNA Wash Buffer至柱子中，10,000×g离心1min，倒弃流出液；

注意：DNA Wash Buffer使用前须按要求用无水乙醇稀释。如果放入冰箱中，使用前须恢复到室温。

16.再加入600μl DNA Wash Buffer II至柱子中，10,000×g离心1min，弃去流出液；

17. 将GBC吸附柱重新套回2ml收集管中，最大转速 (>13,000×g) 离心空结合柱1min以干燥柱子的基质；这一步对下面的洗脱步骤至关重要。

18. 将GBC吸附柱转入一个新的离心管中，加15-30μl TE或者灭菌去离子水，室温放置1 分钟，12,000 rpm (~13,400×g)离心30秒。且RNA 应保存在-70℃，以防降解。

可能出现的问题与对策

| 问 题 | 原 因 | 建 议 |
|---------|-----------------|--|
| 纯化柱阻塞 | 样品太多，脱蜡不完全 | 切片不能厚度不能 20 μm，使用量不能超过 8 张。 |
| 低 RNA 量 | 柱子阻塞 | 见上述. |
| | 样品不好 | 样品固定后超过 20 小时，或者是长时间保存的切片，都会导致 RNA 的量严重下降。 |
| | 样品太多 | 样品太多，裂解效果差。 |
| RNA 降解 | 样品中 RNA 已经降解 | 石蜡包埋组织中的 RNA 在固定、包埋、保存的过程中都会发生降解。 |
| | 操作过程中，引入 RNase。 | 所用耗材等，务必是 RNase-free，操作过程中勤换手套。 |
| 下游应用差 | 盐分污染 | 确保 Wash Buffer II 按说明书加入无水乙醇 |
| | 乙醇污染 | 洗脱前，务必空柱离心 1min |
| | DNA 污染 | 减少样品量，进行 DNase 膜上消化 |

可能用到的产品

| 货号 | 品名 | 规格 |
|-------|----------------------------|---------|
| P3105 | Plasmid Maix Kit | 10T |
| P2105 | Endo-free Plasmid Mini kit | 50T |
| P6105 | Yeast Plasmid Kit | 50T |
| C4105 | MiniElute DNA-Pure Kit | 50T |
| P3415 | 2XPCR Master Mix | 1ml |
| D1105 | Blood DNA Kit | 50T |
| D4105 | Plant DNA Kit | 50T |
| D7105 | Hpure Fugal DNA Kit | 50T |
| D3105 | Baterial DNA Kit | 50T |
| D8105 | Soil DNA Kit | 50T |
| R1106 | TRNsol(TRIzol) | 100ml |
| R4105 | Total RNA Kit II | 50T |
| R5105 | Plant RNA Kit | 50T |
| G4210 | DH5a 感受态 | 5*0.2ml |
| G0668 | DEPC-water | 100ml |
| G3420 | 6X loading buffer | 2ml |
| G3422 | DAB 染色液 | 100ml |
| G0577 | 苏木素伊红染色液 | 50ml*2 |
| G3424 | RIPA 裂解液 | 100ml |
| P0018 | ECL 发光液 | 100ml |
| G3418 | TMB Solution For Blotting | 100ml |
| G4308 | TMB solution For Elisa | 100ml |
| G3005 | 30%丙烯酰胺 (29:1) | 500ml |
| G0528 | 4%多聚甲醛 | 500ml |
| G3422 | BCA 蛋白浓度测定试剂盒 | 500T |
| G3155 | Bradford 蛋白浓度测定试剂盒 | 1000T |
| G4256 | 10X 丽春红染色液 | 10ml |

广州捷倍斯生物科技有限公司

地址：广州市国际生物岛螺旋四路一号研发B区403

电话：020-82160415 Email: genebase@vip.163.com WEB:www.gbcbio.cn